

PROTHEM

OPIS

Podstawowym składnikiem **Prothem**-u są krwinki czerwone, które zachowują swoje właściwości ze dzięki zastosowaniu specyficznej technologii pozyskiwania krwi.

Krew pozyskiwana jest w ubojniach w niskiej temperaturze. Dzięki zastosowaniu systemu schładzania i przechowywania w niskiej temperaturze zapewnione jest otrzymanie „czystego” surowca pozbawionego pierwiastków czy substancji obcych.

Prothem, zgodnie z Dyrektywą Europejską „jest składnikiem rozpuszczalnym w wodzie, a właściwości hemoglobiny uwydatniają się po jego uwodnieniu.

ZASTOSOWANIE

Wyroby mięsne, w których białka krwi stanowią składnik receptury

ZALETY

- Produkt naturalny
- Doskonała jakość mikrobiologiczna
- Całkowita rozpuszczalność
- Stosowanie specyficznej dozy
- Łatwy w przechowywaniu
- Nie istnieje zagrożenie przedozowania czy obniżenia jakości świeżych krwinek czerwonych

STATUT PRODUKTU (UE)

Zgodnie z Dyrektywą Europejską (92/5/EEC) **Prothem** jest określany jako krew w proszku.

SKŁAD GWARANTOWANY

Białko	≥ 92,0% (*)
Wilgotność	≤ 9,0%
Popiół	≤ 5,0%
Salmonella	nieobecna / 25g

TYPOWA WARTOŚĆ ODŻYWCZA

Białko	96,1
Wilgotność	6,8
Popiół	4,0

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA

Rozpuszczalność	80,00%
Chlor	1,40%
Sód	0,80%
Potas	0,25%
Żelazo	2700 ppm
Wapń	0,02%

MINERAŁY (mg/100g)

Sód	270
Wapno	6
Żelazo	265
Magnez	10
Potas	340

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Wygląd:	sypki proszek
Kolor:	czerwonobrazowy
Smak:	charakterystyczny
Zapach:	mięsny

TYPOWY SKŁAD AMINOKWASOWY

Alanina	7,6
Arginina	4,0
Kwas asparaginowy	11,4
Cystyna	0,6
Kwas glutaminowy	8,7
Glicyna	4,7
Histydyna	0,0
Izoleucyna	7,5
Leucyna	0,6
Lizyna	13,4
Metionina	0,8
Fenylalanina	7,1
Prolina	3,5
Seryna	4,4
Treonina	3,6
Tyrozyna	2,2
Walina	9,2

(*) AOAC Official Method 990.03
Metoda Spalania (Leco)

OPAKOWANIA

Worki wielowarstwowe z wkładką polietylenową, zgrzewane o wadze 25kg

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Zalecana rotacja zapasów.
Termin przydatności do spożycia 24 miesiące od daty produkcji.